

刷掃効果を高める 毛の密度が高くやわらかな口当たり

口腔粘膜ケアブラシ

モフティ[®]

鹿児島大学との共同研究

たっぷり
植毛された
やわらかい毛で
口腔ケア



たっぷり植毛された
やわらかい毛



水分をしっかりと含み
口中を潤しながらケア



置いた時にブラシヘッドが
下に着かず衛生的

口腔粘膜ケアブラシ

モフティ[®]

を使って期待できる
口腔機能の向上

1. 自立高齢者が要介護状態になることをできる限り防ぐこと
2. 要介護高齢者がそれ以上に状態を悪化させないこと

* 誤嚥性肺炎の予防には、口腔内を清潔に保つための
口腔粘膜や舌に対する継続的な口腔ケアが必要です。

口蓋・粘膜・喪失歯の多い歯槽堤・残根のある高齢者の顎堤・
無歯顎・コーピング部分・周術期患者の口腔ケア などに



モフティ[®] は口腔粘膜を傷つけにくいやわらかなフィラメント(毛)を使用した
「口腔粘膜ケアブラシ」です

- 毎日の口腔清掃をたっぷり植毛されたやさしい毛束でブラッシング。
- もふもふの筆のようなやわらかい毛束が水分をしっかりと含み、お口の中を潤しながら優しく拭うように刷掃。
- 唾液の分泌を促したり、舌・口唇・頬などの機能を賦活するための機能的口腔ケアに。

使用方法

- ブラシを水に濡らしてご使用ください。
- 義歯をお使いの方は外してからご使用ください。
- 口腔内を傷つける原因にもなりますので力を掛けずに優しくブラッシングしてください。
- 痂皮や粘膜の汚れはふやかしながら優しく拭き取るようにご使用ください。
- 使用後は流水でよく洗い流し水を切って風通しのよいところに保管してください。

使用上の注意

- 歯面の清掃のみを目的とした用途では使用しないでください。
- 口腔内が乾燥している時は口腔用リンスやジェルなどを使用し十分に保湿してからご使用ください。
- 口内炎や腫れなど口内に異常がある箇所には使用しないでください。
- 塩素系殺菌剤・漂白剤・熱湯などへは浸漬しないでください。
- 劣化でブラシが固くなる前に、使い始めから1ヶ月を目処に新しいものに交換してください。

| | |
|------|-----------------------|
| 柄の材質 | ポリプロピレン (PP) |
| 毛の材質 | ポリブチレンテレフタレート樹脂 (PBT) |
| 毛の硬さ | やわらかめ |
| 耐熱温度 | 80°C |

MADE IN KOREA

～「誤嚥性肺炎」「口腔の乾燥」「口腔機能の低下」を予防するために～ 口腔粘膜ケアブラシ **モフティ[®]**



株式会社 オールウェイズ 新潟県燕市井土巻4-137

always-gd.jp 検索